

イージー E・Zトロッカー 5mm スマートインサーション

管理医療機器 単回使用トロカールスリーブ
 認証番号：225ADBZX00051000





用途

- 内視鏡外科手術における
 トロッカーとして使用 5mm鉗子対応

特長

- 「ガスポート*／気腹ポート付（二方活栓）」タイプの2種類を用意。
- トロッカーヘッドがコンパクトでホールドしやすい形状です。外筒表面の凸形状で、急激な腹膜穿破がおこりません。また、体外逸脱を防止します。
- 外筒の有効長は、
 ロングタイプ=95mm、
 ショートタイプ=70mm
 バリーショートタイプ=50mmの3サイズ。
- コストパフォーマンスに優れています。
 *）ガスポートタイプ
 気腹・排煙チューブとの接続が可能です

・本製品をご使用になる前に、必ず製品に添付されています医療機器添付文書をお読みください。



スマートディスクは外筒に装着されていません。ご使用時にスマートディスクを外筒に装着させてください。

仕様

製品呼称	製品コード	規格	型式	有効長	組み合わせ	付属品
E・Zトロッカースリム	29170700	ロング・シングル・ガスポートタイプ	SG951-V12	95mm	内筒 1本 外筒 1本	スマートディスク 1個
	29170720	ショート・シングル・ガスポートタイプ	SG701-V12	70mm		
	29170710	ロング・ツイン・ガスポートタイプ	SG952-V12	95mm	内筒 1本 外筒 2本	スマートディスク 2個
	29170730	ショート・ツイン・ガスポートタイプ	SG702-V12	70mm		
	29170320	ロング・シングル・活栓付	S951-CV12	95mm	内筒 1本 外筒 1本	スマートディスク 1個
	29170520	ショート・シングル・活栓付	S701-CV12	70mm		
	29170740 ^{NEW}	バリーショート・シングル・ガスポート	SG501-V12	50mm	内筒1本 内筒1本	スマートディスク 1個

包装形態

1箱5本入、1本毎ピールトレイ包装、EOG滅菌済

関連製品 E・Zトロッカースmartインサーション 部品：スマートディスク (製品コード：29170200 1箱6個入)

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 NKDビル5階 ☎(03)5804-8500
 ホームページ <http://www.hakko-medical.co.jp/>
 札幌 ☎(011)611-8520 横浜 ☎(045)954-2111 名古屋 ☎(052)914-8500 福岡 ☎(092)411-4100
 仙台 ☎(022)257-8502 長野 ☎(026)276-3083 大阪 ☎(06)6453-9102 熊本 ☎(096)379-5806
 柏 ☎(04)7147-8500 金沢 ☎(076)253-8500 岡山 ☎(086)243-3985 本郷商品管理センター
 本郷 ☎(03)5804-8500 静岡 ☎(054)282-4185 松山 ☎(089)935-8517 ☎(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
 メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地