

イージー E・Zノズル II

NEW

用途

内視鏡下外科手術用トロッカー（5.7mm鉗子対応）

特長


- 弾力性に優れたバルーンと可動ストッパーで腹壁を確実に固定でき、トロッカーの逸脱を防止します。
- バルーンと可動ストッパーで止血圧迫効果が得られ、腹壁から出血や損傷を最小限に抑えることができます。
- トロッカーヘッド部がコンパクトでホールドしやすい形状です。




5mm先端部
(ブラントタイプ)

医療機器認証番号：229ADBZX00064000
単回使用トロカールスリーブ 管理医療機器


《構成図》



《シャープタイプ》 5-65mm



《ブラントタイプ》 5-65mm



仕様

製品コード JANコード	タイプ	有効長	バルーン最大 注入量	鉗子類等 最大径	包装形態
29172000 4526737292533	5-65mm シャープタイプ	65mm	10mL	φ5.7mm	1箱2本入、 1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済
29172010 4526737292540	5-65mm ブラントタイプ	65mm	10mL	φ5.7mm	