



日本ポール株式会社

ラパロシールドスモークフィルターセット LSF1




内視鏡外科手術で発生する煙の排気に 特長と利点

- ▶ 内視鏡外科手術の排気用チューブ
- ▶ 活性炭を含む三層構造のフィルターメンブレン
- ▶ 内視鏡外科手術で発生する煙などを排気時に除去
- ▶ トロカールへ簡便に接続可能
- ▶ 排気ラインを簡素化

製品特長

- ▶ 内視鏡外科手術の排気用チューブ
- ▶ 回転式ルアーコネクタにより、トロカールへの接続が簡便
- ▶ 付加的な機器を必要としないため、排気ラインを簡素化可能

製品外観



ラパロシールドスモークフィルターセット断面図

製品仕様

標準的流量	圧力 15mmHg で 8 L / min ※付属のローラーランプにより調節可能
コネクタ	回転式オスルアーロックコネクタ
フィルター	活性炭を含む三層構造のフィルター

規格

製品 No.	八光製品コード	包装単位	包装形態	滅菌方法
LSF1	37200010	10 本 / 箱	二重包装	エチレンオキサイドガス滅菌

製造販売元



日本ポール株式会社

メディカル事業部

〒163-1325 東京都新宿区西新宿 6-5-1

TEL.03 - 6386 - 0991 FAX.03 - 6386 - 0992

<http://www.pall.com/japan>

販売窓口

株式会社 八光

メディカル事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 42-6 南江堂ビル

TEL.03 - 5804 - 8580 FAX.03 - 5804 - 8580

<http://www.hakko-medical.co.jp/>