

癒着防止シート挿入用

# A.P.S.イントロデューサー


製造販売届出番号：20B1X00005000008

内視鏡手術用イントロデューサー及びエクストラクタ  
管理医療機器


## 特長

- 内視鏡下外科手術で、挿入が困難な癒着防止シートをスムーズにかつ、的確に腹腔（胸腔）内に挿入できます。
- さまざまな種類の癒着防止シートの挿入が可能です。
- 透明なシースを使用しているため、癒着防止シートの装填および押し出し時の状態の確認ができます。

- ・トロッカーから挿入する場合には、12mmタイプを使用してください。
- ・本製品をご使用になる前に、必ず製品に添付されています医療機器添付文書をお読みください。
- ・本製品は、再使用禁止です。



適用  
腹腔内への癒着防止シートの挿入



## 仕様

製品コード	タイプ	サイズ	包装形態
29111010	プッシャー一体型	φ12mm×230mm	1箱5セット入り 1セット毎ピールオープン包装 E.O.G滅菌済

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 NKDビル5階 ☎(03)5804-8500  
ホームページ <http://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 ☎(011)611-8580 横浜 ☎(045)954-2111 名古屋 ☎(052)914-8500 福岡 ☎(092)411-4100  
仙台 ☎(022)257-8502 長野 ☎(026)276-3083 大阪 ☎(06)6453-9102 熊本 ☎(096)379-5806  
柏 ☎(04)7147-8500 金沢 ☎(076)253-8500 岡山 ☎(086)243-3985 本郷商品管理センター  
本郷 ☎(03)5804-8500 静岡 ☎(054)282-4185 松山 ☎(089)935-8517 ☎(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光  
メディカル事業部

hakkko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地