

管理医療機器 単回使用骨内注入用針

ボーンニードル

医療機器製造承認番号：21500BZZ00285000

2重針タイプ

オシリス Ossiris

特長

- 穿刺針はシンプルな二重針構造です。生検（骨髄）もしくは薬液注入等の手技を単独で行う場合に使用します。
- 大きめで丸みをおびた内針基は、穿刺操作の際、手のひらへの負担を和らげます。
- 針基は、ワンタッチロックによって固定され脱着が容易に行えます。
- 外針先端は特殊加工を施しています。



適用

骨生検（骨髄）
薬液等（造影剤、骨補填材等）の注入用

2

画像診断 I 「生検・造影」


仕様

「*」は準規格品です。

製品コード	規格	部品構成
22170210*	10G×125mm	①穿刺針：外針 ②穿刺針：内針 ③外針用スタイレット ④ロックキャップ 1個
22170220*	12G×125mm	
22170230*	13G×125mm	
22170240*	14G×125mm	
22170250*	16G×125mm	

包装形態

1箱2セット入、1セット毎ピールトレイ包装 EOG滅菌済



- ①穿刺針：外針
 - ②穿刺針：内針
 - ③外針用スタイレット
 - ④ロックキャップ 1個
- あらかじめセットされています。

※穿刺ガイドスタイレットは基本セットに含まれておりません。
（単品別売）

・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。
・注意事項等情報には、「禁忌・禁止」事項や使用方法、使用上の注意等重要な事項が記載されています。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530 横浜 (045)954-2111 名古屋 (052)914-8500 福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502 長野 (026)276-3083 大阪 (06)6453-9102 熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580 金沢 (076)225-8560 岡山 (086)243-3985 本郷商品管理センター
本郷 (03)5804-8500 静岡 (054)282-4185 松山 (089)935-8517 (03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

2202(A)