

内視鏡下胆管造影カテーテル

コラジオカテーテル

CHOLAGIO-CATHETER 医療機器承認番号：20500BZZ00819000



適応

内視鏡下胆管造影

特長

- いくつかの仕様がありますので、状況に応じて選択して頂けます。
- カテーテル先端部のテーパー加工とアングル形状により胆嚢管への挿入がスムーズです。
- カテーテルには適度な硬さがありますので、挿入操作が容易に行えます。

* 造影鉗子をお使いになる場合には、あらかじめ造影鉗子の対応するサイズをご確認ください。

胆管造影用カテーテル 管理医療機器

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。注意事項等情報には、「禁忌・禁止」事項や使用方法、使用上の注意等重要な事項が記載されています。

仕様

「*」は準規格品です。

製品コード	型式	サイズ	略図	包装形態
29110030		5Fr×450mm		1箱2セット入、 1セット毎ピール オープン包装 EOG滅菌済
29110040		5Fr×370mm		
29110500		4Fr×450mm		
29110510	T R型	5Fr×450mm		
29110530*	T Y型	5Fr×500mm	PU製カテーテル	
29110540	O U型	5Fr×450mm		
29110560	N U型	5Fr×450mm		
29110570	K U型	5Fr×370mm	φ5mmリデューサー	
29110590	K U-E型	5Fr×370mm	金属φ5mmリデューサー	
29110610	T H型	18G×820mm		

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL(03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530 | 横浜 (045)954-2111 | 名古屋 (052)914-8500 | 福岡 (092)411-4100
 仙台 (022)257-8502 | 長野 (026)276-3083 | 大阪 (06)6453-9102 | 熊本 (096)288-4690
 柏 (04)7131-8580 | 金沢 (076)225-8560 | 岡山 (086)243-3985 | 本郷商品管理センター
 本郷 (03)5804-8500 | 静岡 (054)282-4185 | 松山 (089)935-8517 | (03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hako®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地