


八光ディスプレイ留置針

管理医療機器 プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針  
 認証番号：16300BZZ01786000

# エラスターF

HAKKO ELASTER TYPE-F I.V. CATHETER



## 適 応

静脈留置（輸血、輸液）

## 特 長

- 内針とカテーテルの段差を極力なくしました。内針とカテーテルがフィットしていますので、スムーズな穿刺ができます。
- カテーテルの材質はフッ素樹脂。血栓や静脈炎の発生を抑えます。
- 1本毎安全なコンテナー包装です。
- カテーテルハブがサイズ毎にカラーコードされています。
- ハブは透明。接続部の観察が容易です。



## 仕 様

「\*」は準規格品です。

JISカラーコード対応

製品コード	規格	注) サイズの表示はカテーテルサイズを表示しています。	カラーコード
25051610*	1.7×51mm (16G×2")		灰 色
25051620*	1.7×64mm (16G×2-1/2")		灰 色
25051810*	1.3×51mm (18G×2")		深 緑
25051820*	1.3×64mm (18G×2-1/2")		深 緑
25052010	1.1×32mm (20G×1-1/4")		ピ ン ク
25052020	1.1×51mm (20G×2")		ピ ン ク
25052210	0.9×25mm (22G×1")		濃 紺
25052410*	0.7×19mm (24G×3/4")		黄 色

## 包装形態

1箱50本入、1本毎コンテナー包装、EOG滅菌済

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL(03)5804-8500  
 ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530 横浜 (045)954-2111 名古屋 (052)914-8500 福岡 (092)411-4100  
 仙台 (022)257-8502 長野 (026)276-3083 大阪 (06)6453-9102 熊本 (096)288-4690  
 柏 (04)7131-8580 金沢 (076)225-8560 岡山 (086)243-3985 本郷商品管理センター  
 本郷 (03)5804-8500 静岡 (054)282-4185 松山 (089)935-8517 (03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光  
 メディカル事業部

**hakko®**

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地