

一般医療機器 単回使用持針器

エンドオニオン

Endo ONION

届出番号：20B1X00005000021

用途


内視鏡下外科手術で、臓器等の縫合支援。

シャフト部はアルミ製ですので
角度を自在に曲げる事ができます。

弾力性のあるSi製チップで、
縫合針を確実に受け渡しができます。


臓器等の圧排・剥離・止血等にも
使用できます。

縫合針の受け渡しイメージ



写真提供：京都大学 再生医科学研究所
佐藤 寿彦先生

<構造図>



先端部：シリコン製チップ
φ 5mm (Si硬度:50)
φ 12mm (Si硬度:30)

仕様

製品コード	規格	全長
29111300	φ 5mm	350mm
29111310	φ 12mm	
包装形態		
1箱2本入、1本毎°-ルック包装 EOG滅菌済		

・本製品をご使用になる前に、必ず製品に添付されています医療機器添付文書をお読みください。