

造影剤注入用針 管理医療機器

Enhance Needle™

ENHANCE NEEDLE 認証番号：14700BZZ00226000

リンパ管造影剤注入用


適応

リンパ管造影



特長

ウイング付の針基ですので、固定が容易に行えます。



ウイングは、サイズ毎にカラーコードされています。

仕 様

JISカラーコード対応

製品コード	サイズ	カラーコード	延長チューブ	耐 圧
22470210	0.4(27G)X20mm	グレイ	500mm	160KPa (23.2PSI)
22470240	0.33(29G)X20mm	レッド		
22470260	0.3(30G)X20mm	イエロー		

包装形態

1箱10本入り、1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、必ず製品に添付されています医療機器添付文書をお読みください。