

造影剤注入用針 管理医療機器

エハスニードル™

ENHANCE NEEDLE 医療機器認証番号：14700BZZ00226000




適応

CT用造影剤の静脈注入

特長

- 針管はシンウォールですので、粘性の高い造影剤の注入が容易です。
- 柔軟なウイングで、皮膚にフィットしますので、皮膚固定が確実です。
- ウイングは、掴み易い形状に設定されています。

三方活栓なし



三方活栓付き



仕様

「＊」は準規格品です。

製品コード / JANコード	サイズ	カラーコード	三方活栓	延長チューブ	耐圧	入数
25312150＊ / 4526737251943	0.8×19mm (21G×3/4")	緑 色	×	1,000mm	1.5MPa (217.5psi)	1箱50本入
25312180 / 4526737251974			○			1箱25本入

包装形態

1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。