

Disposable 硬膜外針

HAKKO DISPOSABLE EPIDURAL NEEDLE



ヒューバーポイント (曲) フラットポイント (直)

ISO80369-6 (誤接続防止の新規格コネクタ)

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジを接続することは出来ません。

用途

持続硬膜外麻酔
ペインクリニック

特長

- 適度な穿刺性により硬膜外腔への刺入を容易に確認できます。
- 刃先形状は、ヒューバーポイント (曲) とフラットポイント (直) の2種類あります。
- 硬膜外針基は持ちやすいウイング形状で、スムーズな穿刺が容易です。
- 刃面アゴ部は、硬膜外麻酔カテーテル挿入時にカテーテルが損傷しにくいような処理がなされています。
- 外針には、穿刺の深さが確認できる10mmピッチの目盛がついています。

カテーテル挿入用 / 仕様

製品コード (JANコード)	サイズ	刃面形状	メモリ	包装形態
27231616 (4526737276496)	16GX80mm	(曲) ヒューバーポイント	外針 10mm毎のメモリ付	1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済 1箱 25本入り
27231716 (4526737276519)	17GX80mm	(曲) ヒューバーポイント		
27231816 (4526737276564)	18GX80mm	(曲) ヒューバーポイント		
27231726 (4526737276526)	17GX100mm	(曲) ヒューバーポイント		1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済 1箱 10本入り
27231636 (4526737276502)	16GX120mm	(曲) ヒューバーポイント		
27231736 (4526737276533)	17GX120mm	(曲) ヒューバーポイント		

シングルショット用 / 仕様

「*」は準規格品です。

製品コード (JANコード)	サイズ	刃面形状	メモリ	包装形態
27231916 (4526737276601)	19GX80mm	(曲) ヒューバーポイント	外針 10mm毎のメモリ付	1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済 1箱 25本入り
27251916 (4526737276755)*	19GX80mm	(直) フラットポイント		
27232016 (4526737276632)	20GX80mm	(曲) ヒューバーポイント		
27252016 (4526737276762)	20GX80mm	(直) フラットポイント		
27232216 (4526737276687)	22GX80mm	(曲) ヒューバーポイント		
27252216 (4526737276779)	22GX80mm	(直) フラットポイント		

医療機器承認番号：14700BZZ01170000

硬膜外投与用針

ご不明な点がございましたら、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル ☎(03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 ☎(011)215-1530 | 横浜 ☎(045)954-2111 | 名古屋 ☎(052)914-8500 | 福岡 ☎(092)411-4100
仙台 ☎(022)257-8502 | 長野 ☎(026)276-3083 | 大阪 ☎(06)6453-9102 | 熊本 ☎(096)379-5806
柏 ☎(04)7131-8580 | 金沢 ☎(076)225-8560 | 岡山 ☎(086)243-3985 | 本郷商品管理センター
本郷 ☎(03)5804-8500 | 静岡 ☎(054)282-4185 | 松山 ☎(089)935-8517 | ☎(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地