


エクステンションチューブ

ラインヘッダータイプ



適 応

CT/MRI用の造影剤注入における延長チューブ

1.5MPa (217.5psi) 対応

医療機器承認番号：16100BZZ01357000
管理医療機器 造影用耐圧チューブ

特長

- 逆流防止弁が付いていますので薬液の逆流を防止できます。
- 透明性が高く、操作性の良いチューブを使用しています。
- 生理食塩水側には、識別出来るように黄色のテープがついています。

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

仕 様

製造販売元：三矢メディカル（株）

製品コード	型 式	サイズ	メイン	側 管	耐 圧
34081150	TX100	1.5×3.0×1,000mm	1.83mL	0.27mL	1.5MPa (217.5psi)
34081180	TX200	1.5×3.0×2,000mm	3.63mL		

包装形態

1箱25本入、1本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

CT用造影剤注入

エクステンションチューブ



適 応

CT用の造影剤注入における延長チューブ

特 長

- 1.5MPa (217.5psi) の耐圧性がありますので、CT用造影剤注入用としてご使用頂けます。

仕 様					製造販売元：三矢メディカル（株）	
製品コード	型 式	サイズ	長さ	容 量	耐 圧	
34081310※1)	CT- 500CH	1.5×3.0mm	500mm	0.9mL	1.5MPa（217.5psi）	
34081100※1)	CT-1000CH	1.5×3.0mm	1,000mm	1.8mL		
34081200	CT-1500CH	1.5×3.0mm	1,500mm	2.7mL		
34091430	CT-L 500CH（三方活栓付）	1.5×3.0mm	500mm	0.9mL		
34091400	CT-L1000CH（三方活栓付）	1.5×3.0mm	1,000mm	1.8mL		
34091600	CT-L1500CH（三方活栓付）	1.5×3.0mm	1,500mm	2.7mL		
34092110※2)	M1-L2000CH（三方活栓付）	1.5×3.0mm	2,000mm	3.6mL	1MPa（150psi）	

包装形態

1箱25本入、1本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

※1) は1箱50本入です。 ※2) は1箱20本入です。