

イージー E・ZノバルーンII



医療機器認証番号：229ADBZX00064000
単回使用トロカールスリーブ 管理医療機器


適応

内視鏡下外科手術用バルーントロッカー

(E-ZバルーンII：5.7mm鉗子、E-Zバルーン：3.7mm鉗子対応)


特長

- 弾力性に優れたバルーンと可動ストッパーで腹壁を確実に固定でき、トロッカーの逸脱を防止します。
- バルーンと可動ストッパーで圧迫止血の効果も得られるため、腹壁からの出血を抑えることができます。
- トロッカーヘッドはホールドしやすい形状で、他機器と干渉しにくいコンパクトサイズです。




5mm先端部
(ブラントタイプ)


《構成図》



《シャープタイプ》 5-65mm



《ブラントタイプ》 5-65mm



仕 様

製品コード JANコード	タイプ	有効長	バルーン 最大注入量	対応鉗子	包装形態
29172000 4526737292533	5-65mm シャープタイプ	65mm	10mL	φ4.5～5.7mm	1箱2本入、 1本毎ピールオープン包装
29172010 4526737292540	5-65mm ブラントタイプ	65mm	10mL	φ4.5～5.7mm	EOG滅菌済

製品名	製品コード JANコード	タイプ	有効長	バルーン 最大注入量	鉗子類等 最大径	包装形態
イージー E・Zノバルーン	29110920 4526737291093	3.5-65mm	65mm	4mL	φ3.7mm	1箱1本入、EOG滅菌済

医療機器承認番号：21400BZZ00423000 腹部用トロカール 管理医療機器