

逆流防止弁付 エックステンションチューブ

HAKKO EXTENSION TUBE WITH CHECKVALVE 届出番号：09B1X00004000101



本製品のチューブはDEHPフリーです。

適応

- 術中血圧測定時における測定側上肢への点滴ルート確保

特長

- 血圧測定と同側に静脈ルートを確保しなくてはならない場合、輸液セットと接続することにより、回路内逆流を防止し、血圧測定側上肢に点滴回路の確保が可能になります。
- 血圧測定時に輸液セットのクランプを閉じる方法に比べて、操作が簡便で実用的です。
- 通常の輸液セットに接続して使用できます。

hakko®

一般医療機器 輸液用延長チューブ

心のかよう医療器ハッコー | 本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

