


縫合糸誘導針

# ラパヘルクロージャー

LAPA-HER-CLOSURE

医療機器認証番号：21900BZX00941000

単回使用ワイヤ・結さつ糸バサミ 管理医療機器




## 適応

腹腔鏡下小児鼠径ヘルニア手術（LPEC法）における縫合糸の誘導 等

LPEC法：腹腔鏡下経皮的腹膜外ヘルニア閉鎖術

## 特長

- ラパヘルクロージャーの外径は19Gで、2-0サイズの縫合糸に対応します。
- 内針先端に縫合糸把持用のループ構造があり、簡単な操作で糸を把持することができます。また、把持の解除も容易です。
- 縫合糸を把持したまま経皮的に目標部位へ刺入できます。



## 仕様

| 製品コード/JANコード            | サイズ                 | 把持用ループ線径 |
|-------------------------|---------------------|----------|
| 29110910 /4526737290997 | 19G×130mm           | 約0.2mm   |
| 29111030 /4526737291420 | 19G×80mm            |          |
| 29111090 /4526737292229 | 19G×130mm ベントチップタイプ |          |

## 包装形態

1箱5本入、1本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL(03)5804-8500  
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

|                  |                  |                   |                  |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 札幌 (011)215-1530 | 横浜 (045)954-2111 | 名古屋 (052)914-8500 | 福岡 (092)411-4100 |
| 仙台 (022)257-8502 | 長野 (026)276-3083 | 大阪 (06)6453-9102  | 熊本 (096)288-4690 |
| 柏 (04)7131-8580  | 金沢 (076)225-8560 | 岡山 (086)243-3985  | 本郷商品管理センター       |
| 本郷 (03)5804-8500 | 静岡 (054)282-4185 | 松山 (089)935-8517  | (03)5840-8502    |

製造販売

株式会社 八光  
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地