

販売名: 高砂スライド式鉗子

LINポリープ鉗子

LIN POLYP FORCEPS 届出番号: 13B1X00245160001 鉗子(10861001) 一般医療機器

新発売


●使用用途

臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる

●特長

頸管拡張なし超音波のガイド下で子宮腔内に挿入し、内膜ポリープ、IUD、子宮内異物などを除去することが可能です(先端幅3mm)

材質: ステンレス



関連製品

LINシース 届出番号: 20B1X00005000039



LINスネア 届出番号: 20B1X00005000038



監修: 川崎市立川崎病院 林 保良 先生


本製品は未滅菌品のため、ご使用になる前に適切な方法で洗浄・滅菌を行ってください。また、使用後の洗浄では溝部分等に血塊等が残らないように十分に確認をしてください。保管する際は、乾燥した場所に室温にて保管してください。

本製品をご使用になる際には、製品に添付されている医療機器添付文書を必ずお読み下さい。

仕様

製品コード	規格	全長
39010040	TKZ-M5710	260mm
包装形態		
1箱1本袋入 未滅菌		

販売窓口

株式会社 八光 メディカル事業部 

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 NKDビル5階 ☎(03)5804-8500

ホームページ <http://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 ☎(011)611-8520

横浜 ☎(045)954-2111

名古屋 ☎(052)914-8500

福岡 ☎(092)411-4100

仙台 ☎(022)257-8502

長野 ☎(026)276-3083

大阪 ☎(06)6453-9102

熊本 ☎(096)379-5806

柏 ☎(04)7147-8500

金沢 ☎(076)253-8500

岡山 ☎(086)243-3985

本郷商品管理センター


本郷 ☎(03)5804-8500

静岡 ☎(054)282-4185

松山 ☎(089)935-8517

☎(03)5840-8502

製造販売

高砂医科工業株式会社 

〒113-0033

東京都文京区本郷3-42-2

8

内視鏡下外科手術器具

1605(A)