

ディスポーザブル 神経ブロック針 PM

HAKKO DISPOSABLE NERVE BLOCKADE NEEDLE TYPE-PM




ISO80369-6 (誤接続防止の新規格コネクタ)

ISO80369-6対応製品のため、従来のシリンジを接続することは出来ません。

用途
神経ブロック

特長
● 針基がプラスチックでメモリ付きメルクマール無しタイプです。



・弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、「プロテクタ黄色」です。

仕様

医療機器承認番号：14700BZZ01169000 麻酔用滅菌済み穿刺針

長さ	60mm	80mm	100mm	120mm	包装形態
太さ					1箱25セット入り、1本毎ピロー包装 EOG滅菌済
21G		27112706	27112716	27112726	
22G	27112736	27112746	27112756	27112766	
23G	27112776	27112786	27112796		

ディスポーザブル 神経ブロック針 KT

HAKKO DISPOSABLE NERVE BLOCKADE NEEDLE TYPE-KT




ISO80369-6 (誤接続防止の新規格コネクタ)

ISO80369-6対応製品のため、従来のシリンジを接続することは出来ません。

用途
神経ブロック

特長
● 針基がプラスチックでメモリ、メルクマール無しタイプです。



・弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、「プロテクタ黄色」です。

仕様

医療機器承認番号：14700BZZ01169000 麻酔用滅菌済み穿刺針

長さ	50mm	60mm	70mm	90mm	100mm	120mm	140mm	包装形態
太さ								1箱25セット入り、1本毎ピロー包装 EOG滅菌済
21G					27113086*	27113046*	27113096*	
22G	27113016*	27113026	27113036*	27113066*				

「*」は準規格品です。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル ☎(03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 ☎(011)215-1530 | 横浜 ☎(045)954-2111 | 名古屋 ☎(052)914-8500 | 福岡 ☎(092)411-4100
 仙台 ☎(022)257-8502 | 長野 ☎(026)276-3083 | 大阪 ☎(06)6453-9102 | 熊本 ☎(096)379-5806
 柏 ☎(04)7131-8580 | 金沢 ☎(076)225-8560 | 岡山 ☎(086)243-3985 | 本郷商品管理センター
 本郷 ☎(03)5804-8500 | 静岡 ☎(054)282-4185 | 松山 ☎(089)935-8517 | ☎(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地