

# ディスポーザブル 神経ブロック針 PM

HAKKO DISPOSABLE NERVE BLOCKADE NEEDLE TYPE-PM




ISO80369-6 (誤接続防止の新規格コネクタ)

ISO80369-6対応製品のため、従来のシリンジを接続することは出来ません。

**用途**  
神経ブロック

**特長**  
● 針基がプラスチックでメモリ付きメルクマール無しタイプです。



・弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、「プロテクタ黄色」です。

仕様

医療機器承認番号：14700BZZ01169000 麻酔用滅菌済み穿刺針

長さ	60mm	80mm	100mm	120mm	包装形態
太さ					1箱25セット入り、1本毎ピロー包装 EOG滅菌済
21G		27112706	27112716	27112726	
22G	27112736	27112746	27112756	27112766	
23G	27112776	27112786	27112796		

# ディスポーザブル 神経ブロック針 KT

HAKKO DISPOSABLE NERVE BLOCKADE NEEDLE TYPE-KT




ISO80369-6 (誤接続防止の新規格コネクタ)

ISO80369-6対応製品のため、従来のシリンジを接続することは出来ません。

**用途**  
神経ブロック

**特長**  
● 針基がプラスチックでメモリ、メルクマール無しタイプです。



・弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、「プロテクタ黄色」です。

仕様

医療機器承認番号：14700BZZ01169000 麻酔用滅菌済み穿刺針

長さ	50mm	60mm	70mm	90mm	100mm	120mm	140mm	包装形態
太さ								1箱25セット入り、1本毎ピロー包装 EOG滅菌済
21G					27113086*	27113046*	27113096*	
22G	27113016*	27113026	27113036*	27113066*				

「\*」は準規格品です。