

# ディスプレイ 神経ブロック針 MM

HAKKO DISPOSABLE NEUROTIC NERVE BLOCK NEEDLE



ISO80369-6 (誤接続防止の新規格コネクタ)

本製品は、ISO80369-6対応製品ですので従来のシリンジは接続することは出来ません。

## 用途


神経ブロック

## 特長

- メモリ (10mm毎) ・メルクマール付きです。メモリ・メルクマールは、正確で確実な穿刺の目安になります。
- 穿刺はスムーズで、かつ適度な刺通抵抗がありますので安定した穿刺が可能です。
- 外針の刃面とスタイレットの刃面が一致しています。
- 針管部は適度な硬さがありますので、指先の感触で穿刺状況を知ることができます。また、曲がりを防ぎ安全な手技が行えます。

医療機器承認番号：14700BZZ01169000 麻酔用滅菌済み穿刺針

・本製品の「ISO80369-6」の目印は、「プロテクタ黄色」です



・ISO80369-6対象製品は、「プロテクタ黄色」です

## 仕様

空欄並び下記のサイズ以外については、別途お問い合わせください。(8桁のコードは製品コードです)


太さ	長さ	40mm	60mm	80mm	100mm	120mm	140mm
20G			27112036	27112046	27112056	27112066	27112076
21G			27112126	27112136	27112146	27112156	27112166
22G		27112206	27112236	27112256	27112266	27112276	27112286
23G		27112316	27112326	27112336	27112346	27112356	27112366
24G		27112426	27112416				
25G		27112516	27112526		27112546		

## 包装形態

1箱10セット入り、1本毎プリスター包装、EOG滅菌済

## ハ光ディスプレイシリンジ

届出番号：20B1X00005000002 汎用注射筒



<ISO80369-6対応>

## 仕様

製品コード	タイプ	包装形態
26250036	1 mL (スリップ)	1箱50本入、ピールパック包装、EOG