


<持続創部浸潤麻酔用>

ペインクリニックセット

HAKKO DISPOSABLE PAINCLINIC SET 医療機器承認番号：20100BZZ00886000

ISO80369-6

(誤接続防止の新規格コネクタ)



特長

- カテーテルはしなやかで柔軟性があり、先端部の形状は円鈍となっておりますので、比較的安全にご使用いただけます。
- 創部または末梢神経近傍への局所麻酔薬の投与、または術後の持続的な疼痛管理に用いることができます。

hakko®

伝達麻酔用カテーテル 高度管理医療機器

心のかよう医療器ハッコー


本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

構成品


セット品：多孔式カテーテル*、イントロデューサー針、フィルタ、リニアロックコネクター
カテーテル単品：多孔式カテーテル*、リニアロックコネクター

*…多孔式カテーテルの仕様は下図参照（単位：mm）


●GF17HR95-03h50（セット）、17HR95-03h50（単品）
『Φ0.3×1孔、Φ0.15×2孔』





●GF17HR95-05h100（セット）、17HR95-05h100（単品）
『Φ0.3×1孔、Φ0.15×4孔』



●GF17HR95-08h150（セット）、17HR95-08h150（単品）『Φ0.3×2孔、Φ0.15×6孔』






●GF17HR95-10h200（セット）、17HR95-10h200（単品）『Φ0.3×2孔、Φ0.15×8孔』



フィルタ 1個

リニアロックコネクター 1個



＜セット品＞

仕様				※LLC：リニアロックコネクター		
製品コード	タイプ	型式	セット内容			
			多孔式カテーテル（Φ1.0×950mm HR）	イントロデューサー針	フィルタ	LLC※
27430506	50mm	GF17HR95-03h50	サイドホール：Φ0.3×1孔、Φ0.15×2孔	17G×80mm	○	○
27430516	100mm	GF17HR95-05h100	サイドホール：Φ0.3×1孔、Φ0.15×4孔			
27430526	150mm	GF17HR95-08h150	サイドホール：Φ0.3×2孔、Φ0.15×6孔			
27430536	200mm	GF17HR95-10h200	サイドホール：Φ0.3×2孔、Φ0.15×8孔			
包装形態						
1箱10セット入、1セット毎ブリスター包装 EOG滅菌済						

＜カテーテル単品＞

仕様				※LLC：リニアロックコネクター	
製品コード	タイプ	型式	セット内容		
			多孔式カテーテル（Φ1.0×950mm HR）		LLC※
27430446	50mm	17HR95-03h50	サイドホール：Φ0.3×1孔、Φ0.15×2孔		○
27430466	100mm	17HR95-05h100	サイドホール：Φ0.3×1孔、Φ0.15×4孔		
27430476	150mm	17HR95-08h150	サイドホール：Φ0.3×2孔、Φ0.15×6孔		
27430486	200mm	17HR95-10h200	サイドホール：Φ0.3×2孔、Φ0.15×8孔		
包装形態					
1箱10セット入、1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済					

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジを接続することは出来ません。