


八光超音波映像下
PTC針 B型


HAKKO SONOGUIDE PTC NEEDLE TYPE-B 医療機器承認番号：16200BZZ00192000




適応
胆管造影

特長

- 先端部（50mm）には、粗面加工を行って
いますので、超音波画像上での確認が容易
です。
- 10mm毎にメモリがありますので、刺入
距離の確認ができます。
- メルクマールが付いていますので、正確な
穿刺の目安になります。



先端部



*カラーコードされています。

仕 様

下記の8桁の数字は製品コードです。「*」は準規格品です。

ゲージサイズ	カラーコード	長さ：150 mm	長さ：180 mm	長さ：200 mm
18 G	ピンク	22411810	22411820	22411830
19 G	ブラウン	22411910*	22411920*	22411930
20 G	イエロー	22412010	22412020*	22412030
21 G	グリーン	22412110	22412120	22412130
22 G	ブラック	22412210	22412220	22412230
23 G	ライトブルー	22412310	22412320	22412330

包装形態

1箱5本入、1本毎コンテナー包装、EOG滅菌済

使用上の注意

- ・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。注意事項等情報には、「禁忌・禁止」事項や使用方法、使用上の注意等重要な事項が記載されています。
- ・PTC針B型のゲージサイズ22Gには、外径0.45mmのワイヤーは通りません。外径0.45mmのワイヤーをご使用になる際には、超音波PTC-DセットT型2step用穿刺針22G×180mmを穿刺針としてご使用ください。