

ディスプレイ S.A.N.D. マニピュレーター

S.A.N.D. MANIPULATOR 医療機器承認番号：20900BZZ00741000

特長

- 先端の2つのバルーンで、子宮内部と子宮入口を固定でき、確実な子宮操作ができます。
- バルーンによる固定で、マニピュレーターの術中における位置ずれが防止できます。
- マニピュレーターの内部ルート（注入・送水ポート）から卵管等への色素注入が可能です。

子宮操作用セット 管理医療機器


タイプ選択のめやす

レギュラータイプ：卵巣嚢腫や癒着剥離等の処置。未産婦の処置など。

ラージタイプ：LAVHなど。子宮筋腫が200g以上の大きな筋腫切除など。


用途
内視鏡下外科手術
における子宮操作

本カタログは、製品の紹介を目的として作成されていますので、ご使用になる場合には、製品に添付されている医療機器添付文書を必ずお読みください。




バルーンへの注入量の目安

レギュラータイプ




ラージタイプ



レギュラータイプ

ラージタイプ



規格品仕様

製品コード	タイプ	バルーン部外径	全長	付属シリンジ
29110720	レギュラー	約φ5mm	340mm	10ml バルーン注入用（1本）
29110710	ラージタイプ	約φ7mm	340mm	20ml バルーン注入用（1本）

包装形態

1箱1セット入、1セット毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 NKDビル5階 ☎(03)5804-8500
ホームページ <http://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 ☎(011)611-8580 横浜 ☎(045)954-2111 名古屋 ☎(052)914-8500 福岡 ☎(092)411-4100
仙台 ☎(022)257-8502 長野 ☎(026)276-3083 大阪 ☎(06)6453-9102 熊本 ☎(096)379-5806
柏 ☎(04)7147-8500 金沢 ☎(076)253-8500 岡山 ☎(086)243-3985 本郷商品管理センター
本郷 ☎(03)5804-8500 静岡 ☎(054)282-4185 松山 ☎(089)935-8517 ☎(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地