

三方活栓付スパイナル針

HAKKO DISPOSABLE SPINAL NEEDLE WITH 3-WAY STOPCOCK

ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）


本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジを接続することは出来ません。

用途

脊髄液圧測定、脊髄液採取

特長

- スパイナル針に三方活栓があらかじめ接続されていますので、準備に手間を必要としません。
- 三方活栓のハンドルの動きは滑らかで、流路の切り替えが容易に行えますので、脊髄液の過度の流出を防止します。
- スタイレット基は、つまみやすい形状で、抜去・挿入等の操作が容易です。



・弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、「プロテクタ黄色」です。

仕様

「※」は準規格品です。

サイズ	カラーコード	針管長さ（有効長）別製品コード/JANコード				包装形態
		40mm	60mm	70mm	90mm	
18G	ピンク			27051876*	27051896*	1箱25本入、 1本毎プリスター包装 EOG滅菌済
19G	ブラウン			27051976	27051996*	
20G	イエロー			27052076	27052096	
21G	グリーン	27052146*	27052166*	27052176	27052196	
22G	ブラック	27052246	27052266	27052276	27052296	
23G	ライトブルー	27052346	27052366*	27052376	27052396*	

医療機器承認番号：16100BZZ00359000 単回使用腰椎穿刺用針