

ディスポーザブル

スパイナル針P型FD

ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）

HAKKO DISPOSABLE SPINAL NEEDLE TYPE P-FD

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来の
シリンジを接続することは出来ません。


用途

脊髄くも膜下麻酔

特長

- 先端部を減径加工したスパイナル針です。穿刺の際の硬膜損傷を極力抑えることができます。
- 穿刺はスムーズでかつ適度な刺通抵抗がありますので、指先の感覚で挿入位置の確認が容易に行えます。
- 針の先端部が細いので頭痛発生率が少なく、また針基部は透明ですので、髄液の逆流を素早く視認することができます。
- ガイド針を用いず素早く麻酔が行えます。
- スタイレット基は、ゲージ毎にカラーコード化されています。

・弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、“プロテクタ黄色”です。



仕様

医療機器承認番号：16200BZZ00191000 麻酔背髄用針

製品コード / JANコード	カラーコード	型式	減径部
27090016 / 4526737275604	オレンジ	23G-25G×70mm 5mm毎メモリ付	先端：7mm
27090036 / 4526737275628		23G-25G×90mm //	
27090026 / 4526737275611	ベージュ	24G-26G×70mm //	
27090046 / 4526737275635	グレー	25G-27G×70mm //	

包装形態

1箱25本入、1本毎ブリスター包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。