



ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）

HAKKO DISPOSABLE SPINAL NEEDLE TYPE P

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジを接続することは出来ません。


用途

脊髄くも膜下麻酔

特長

- 穿刺はスムーズでかつ適度な刺通抵抗がありますので、指先の感覚で挿入位置の確認が容易に行えます。
- 針基部は透明ですので、髄液の逆流を素早く視認することができます。
- 外針刃面とスタイレット先端部が一致しています。また、スタイレット基の凸形状により刃面方向の確認ができます。
- スタイレット基は、ゲージ毎にカラーコード化されています。

・弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、“プロテクタ黄色”です。



仕様

「＊」は準規格品です。

サイズ	カラーコード	針管長さ（有効長）別製品コード/JANコード	
		70mm	90mm
18G	ピンク	27011876＊ / 4526737275192	27011896 / 4526737275208
19G	ブラウン	27011976＊ / 4526737275215	27011996 / 4526737275222
20G	イエロー	27012076 / 4526737275239	27012096 / 4526737275246
21G	グリーン	27012176 / 4526737275253	27012196 / 4526737275260
22G	ブラック	27012276 / 4526737275277	27012296 / 4526737275284
23G	ライトブルー	27012376 / 4526737275314	27012396 / 4526737275321
24G	レッド	27012476 / 4526737275338	27012496＊ / 4526737275345
25G	オレンジ	27012576 / 4526737275390	27012596 / 4526737275406

包装形態

1箱25本入、1本毎プリスター包装 EOG滅菌済

医療機器承認番号：16200BZZ00191000 麻酔脊髄用針


関連製品

ディスポーザブル
スパイナル針 P型FD

医療機器承認番号：16200BZZ00191000 麻酔脊髄用針

特長

先端部を減径加工したスパイナル針です。
穿刺の際の硬膜損傷を極力抑える事ができます。



仕様

製品コード (JANコード)	カラーコード	型式	備考
27090016 (4526737275604)	オレンジ	23G-25GX70mm	5mm毎メモリ 先端部 減径加工：7mm
27090036 (4526737275628)		23G-25GX90mm	
27090026 (4526737275611)	ベージュ	24G-26GX70mm	
27090046 (4526737275635)	グレー	25G-27GX70mm	

包装形態

1箱25本入り、1本毎プリスター包装、EOG滅菌済