


ディスポーザブル
硬膜外針

HAKKO DISPOSABLE EPIDURAL NEEDLE



ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）

本製品は、ISO80369-6対応製品ですので従来の
シリンジは接続することは出来ません。

用途

持続硬膜外麻酔

特長

- 適度な穿刺性により硬膜外腔への刺入が容易に確認できます。
- 刃先形状は、ヒューバーポイント（曲）とフラットポイント（直）の2種類あります。
- 硬膜外針基は持ちやすいウイング形状で、スムーズな穿刺が容易です。
- 刃面アゴ部は、硬膜外麻酔カテーテル挿入時にカテーテルが損傷しにくいような処理がなされています。
- 外針には、10mmピッチでメモリがありますので、刺入距離を容易に知ることができます。

カテーテル挿入用／仕様

製品コード（JANコード）	サイズ	刃面形状	メモリ	包装形態
27231616（4526737276496）	16GX80mm	（曲）ヒューバーポイント	外針 10mm毎のメモリ付	1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済 1箱 25セット入り
27231716（4526737276519）	17GX80mm	（曲）ヒューバーポイント		
27231816（4526737276564）	18GX80mm	（曲）ヒューバーポイント		
27231636（4526737276502）	16GX120mm	（曲）ヒューバーポイント		EOG滅菌済 1箱 10セット入り
27231726（4526737276526）	17GX100mm	（曲）ヒューバーポイント		
27231736（4526737276533）	17GX120mm	（曲）ヒューバーポイント		

シングルショット用／仕様

製品コード（JANコード）	サイズ	刃面形状	メモリ	包装形態
27231916（4526737276601）	19GX80mm	（曲）ヒューバーポイント	外針 10mm毎のメモリ付	1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済 1箱 25セット入り
27251916（4526737276755）	19GX80mm	（直）フラットポイント		
27232016（4526737276632）	20GX80mm	（曲）ヒューバーポイント		
27252016（4526737276762）	20GX80mm	（直）フラットポイント		
27232216（4526737276687）	22GX80mm	（曲）ヒューバーポイント		
27252216（4526737276779）	22GX80mm	（直）フラットポイント		

医療機器承認番号：14700BZZ01170000

硬膜外投与用針

対象製品納入開始までに3ヶ月の猶予を頂ければ、ご指定日に納入が可能です。ご不明な点は、最寄りの
支店・営業所へお問い合わせください。