

イージー 2mm、3/3.5mm E・Zトロッカー スマートインサクション

医療機器認証番号：225ADBZX00051000
単回使用トロカールスリーブ 管理医療機器

細径鉗子対応
トロッカー

適応

内視鏡下外科手術用トロッカー
(2mm、3/3.5mm)


特長

- 内筒先端はプラスチックブレードですので、安全性が向上し合併症が低減します。
- 極小切開（皮切1～3mm程度）での穿刺が可能です。
- トロッカーヘッドはホールドしやすい形状で、他機器と干渉しにくいコンパクトサイズです。
- 外筒シャフトに特殊表面処理を施しているため、腹壁よりの逸脱を抑えます。
- 鉗子及びスコープ対応径
2.0mmタイプ：外径2.0～2.4mm
3/3.5mmタイプ：外径3.0～3.7mm
- 気腹ポート付きです。

正式販売名称
E・Zトロッカースマートインサクション

φ2.0mm

外筒 外径：φ2.85mm
内径：φ2.45mm




内筒 シャフト外径：φ2.35～2.4mm



φ3/3.5mm

外筒 外径：φ4.05mm
内径：φ3.75mm



内筒 シャフト外径：φ3.4～3.7mm



仕様

呼称	製品コード JANコード	タイプ	有効長	対応鉗子	キャップ カラー	包装形態
E・Zトロッカー スリム	29170160 4526737292045	2.0-50mm	50mm	φ2.0～ 2.4mm	ピンク	1箱5セット入 1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済
	29170170 4526737292052	2.0-80mm	80mm			
	29170180 4526737292069	3/3.5-50mm	50mm	φ3.0～ 3.7mm	イエロー	
	29170150 4526737292014	3/3.5-80mm	80mm			