

イージー E・Zトロッカー 5mm スマートインサクション

管理医療機器 単回使用トロカールスリーブ
認証番号：225ADBZX00051000

用途



- 内視鏡外科手術における
トロッカーとして使用 5mm鉗子対応

特長

- 「ガスポート*／気腹ポート付（二方活栓）」タイプの2種類を用意。
- トロッカーヘッドがコンパクトでホールドしやすい形状です。外筒表面の凸形状で、急激な腹膜穿破がおこりません。また、体外逸脱を防止します。
- 外筒の有効長は、
ロングタイプ=95mm、
ショートタイプ=70mm
ベリーショートタイプ=50mmの3サイズ。
- コストパフォーマンスに優れています。

*）ガスポートタイプ
気腹・排煙チューブとの接続が可能です

・本製品をご使用になる前に、必ず製品に添付されています医療機器添付文書をお読みください。



スマートディスクは外筒に装着されていません。ご使用時にスマートディスクを外筒に装着させてください。

仕様

製品呼称	製品コード	規格	型式	有効長	組み合わせ		付属品
E・Zトロッカースリム	29170700	ロング・シングル・ガスポートタイプ	SG951-V12	95mm	内筒 1本	外筒 1本	スマートディスク 1個
	29170720	ショート・シングル・ガスポートタイプ	SG701-V12	70mm			
	29170710	ロング・ツイン・ガスポートタイプ	SG952-V12	95mm	内筒 1本	外筒 2本	スマートディスク 2個
	29170730	ショート・ツイン・ガスポートタイプ	SG702-V12	70mm			
	29170320	ロング・シングル・活栓付	S951-CV12	95mm	内筒 1本	外筒 1本	スマートディスク 1個
	29170520	ショート・シングル・活栓付	S701-CV12	70mm			
	29170740	ベリーショート・シングル・ガスポート	SG501-V12	50mm	内筒1本	内筒1本	スマートディスク 1個

包装形態

1箱5本入、1本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

関連製品 E・Zトロッカースマートインサクション 部品：スマートディスク (製品コード：29170200 1箱6個入)