

## ディスポーザブル 硬脊麻針 H型

高度管理医療機器

承認番号 16100BZZ00413000

一般的名称 脊髄くも膜下・硬膜外針



規格	旧規格品		新規格品		入数	供給開始
	製品コード	JANコード	製品コード	JANコード		
HN17	27450010	4526737272504	<b>27450016</b>	<b>4526737277431</b>	10	○
HN17-FD7	27450020	4526737272511	<b>27450026</b>	<b>4526737277448</b>	10	○
HN17-FD10	27450030	4526737272528	<b>27450036</b>	<b>4526737277455</b>	10	○

入数に変更はありません。



規格【HN17】の脊麻針は  
金属基からプラスチック基に  
変更になります。

旧規格品の出荷は 2020年2月末に終了いたします。

**ご注文の際には在庫状況をご確認いただきますようお願い申し上げます。**

その他ご不明な点がございましたら、最寄りの支店・営業所へお問い合わせ下さい。

販売窓口	〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル ☎(03)5804-8500 ホームページ <a href="http://www.hakko-medical.co.jp/">http://www.hakko-medical.co.jp/</a>				製造販売	株式会社 八光	blacko®
	札幌 ☎(011)611-8520	横浜 ☎(045)954-2111	名古屋 ☎(052)914-8500	福岡 ☎(092)411-4100		株式会社 八光 メディカル事業部	
	仙台 ☎(022)257-8502	長野 ☎(026)276-3083	大阪 ☎(06)6453-9102	熊本 ☎(096)379-5806			
	柏 ☎(04)7131-8580	金沢 ☎(076)225-8560	岡山 ☎(086)243-3985	本郷商品管理センター			
	本郷 ☎(03)5804-8500	静岡 ☎(054)282-4185	松山 ☎(089)935-8517	☎(03)5840-8502			
							〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地