

八光麻酔用消毒キットI

HAKKO DISPOSABLE ANESTHESIA PREPARATION SET 製造販売届出番号：20B1X00005000041

ISO80369-6

(誤接続防止の新規格コネクタ)

従来のコネクタ
(ISO594※)



※ISO594は廃止されています。

特長

- 八光麻酔用消毒キットIは、ご希望に合わせてセット内容を選択していただくことができます。本カタログの部品リストをご参照いただき、セット内容をお選びください。
- 術前の準備や在庫管理などにかかる時間を削減し、効率的に手技を進める手助けとなります。
- 消毒に必要なアイテムのみのセットですので、様々な手技で兼用して使用することも可能です。

本セットはカスタムメイドにて製作いたします。裏面の部品リストよりセット内容をご指定ください。

hakko®

単回使用クラスI処置キット 一般医療機器

心のかよう医療器ハッコー

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

八光麻酔用消毒キットI構成部品

●部品リスト（この部品リストよりセット内容をご指定ください。） は ISO80369-6、従来のコネクタの両規格あります。

分 類	品 名	規格・サイズ	分 類	品 名	規格・サイズ
トレイ	シングルトレイ（小）	中仕切りなし	シリンジ	ガラスシリンジ	2mL（スリップ）
	シングルトレイ（中）	中仕切りなし		ガラスシリンジ	5mL（スリップ）
	麻酔用トレイ			ガラスシリンジ	10mL（スリップ）
	消毒用トレイ			プラスチックシリンジ	5mL（ロック）
オイフ （代表例）	穴付オイフ（撥水性、テープなし）	60×60cm Φ9cm穴		プラスチックシリンジ	10mL（ロック）
	穴付オイフ（撥水性、テープ付）	90×90cm Φ9×15cm穴		プラスチックシリンジ	5mL（スリップ）
	穴付オイフ（吸水防水性、テープ付）	90×90cm Φ9cm穴		プラスチックシリンジ	10mL（スリップ）
	穴付オイフ（吸水防水性、テープ付）	90×90cm Φ15cm穴	鉗子類	綿球把持用鉗子	18.5cm ポイントチップ
消毒用	OWガーゼ	20×20cm 4折		ピンセット	12cm ポイントチップ
	OWガーゼ	15×15cm 4折	シート	クリンリーフ	38×30cm
	アメディーゼ	30×30cm 4折		シート（撥水性）	90×90cm
	スポンジスティック			シート（吸水防水）	90×90cm
	綿球	Φ2.5cm	薬液プラント針	採液針	
	綿球	Φ3cm		薬液調整用針	18G
	綿球	Φ4cm	絆創膏	メディボア+パッド	
ラッパー	ラッパー（撥水性）	60×60cm		ステリストリップ	
	ラッパー（撥水性）	90×90cm	その他部品	針用スポンジブロック *1	
	ラッパー（吸水防水）	90×90cm		プロテクタースタンド *2	
生食カップ	生食カップ	50mL（ブルー）			
	生食カップ	60mL			
	生食カップ	95mL			
	生食カップ				

包装形態


1箱5セット入、1セット毎ピールオープン包装、EOG滅菌済 ・包装内のトレイはラッパーでラッピングされています。

お願い） 部品リスト以外のご要望につきましては、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

従来のコネクタとISO80369-6コネクタの製品は、相互に接続することが出来ません。


※最低発注数量は30セットです。また、箱入数はセット内容によって変更になることがあります。

●針刺事故防止アイテム



スポンジブロック使用例 *1

左図のように、手技中に使用済みになった薬液プラント針でスポンジブロックを穿孔してください。一時的に針先をカバーすることができます。手技終了後は所定の方法により処理をしてください。



プロテクタースタンド使用例 *2

1. 薬液プラント針より取り外した針力バーをスタンドに挿入してください。
2. 針付のシリンジを軽く針力バーに挿入してください。
3. 術中に立てた状態にしておく事ができます。

関連製品

八光硬膜外麻酔用コンプリートセット

医療機器承認番号：20700BZZ00895A02
背髄くも膜下・硬膜外麻酔キット 高度管理医療機器



八光脊椎麻酔用コンプリートセット

医療機器承認番号：20700BZZ00895A01
背髄くも膜下・硬膜外麻酔キット 高度管理医療機器



八光カスタムメイド局所麻酔キット

医療機器承認番号：30100BZX00019000
単回使用クラスII処置キット 管理医療機器

