

ルンバールセット

HAKKO DISPOSABLE LUMBAR NEEDLE SET



弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、「プロテクタ黄色」です。

ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジを接続することは出来ません。

用途

脊髄液圧測定、脊髄液採取

特長

- 三方活栓付スパイナル針、検圧管、スピッツが一つのセットになった仕様です。
- 検圧管は、ハードタイプとソフトタイプの2種類があります。

医療機器承認番号：16100BZZ01011000
単回使用腰椎穿刺キット

●ハードマノメータータイプ（検圧管：ハード管）


三方活栓付スパイナル針



スピッツ



検圧管（ハード管 2X330mm）



仕様

製品コード	ゲージ	セット内容
27412166	21G	21Gx60mm、検圧管、スピッツ
27412176	21G	21Gx70mm、検圧管、スピッツ
27412266	22G	22Gx60mm、検圧管、スピッツ
27412276	22G	22Gx70mm、検圧管、スピッツ

包装形態

1箱10セット入、1セット毎に、ルーフン包装、EOG滅菌済

【部品販売】

ルンバールセット部品：ハードマノメーター 2x330mm

製品コード：27412326 1箱10本入

●ソフトマノメータータイプ（検圧管：ソフト管）

三方活栓付スパイナル針



スピッツ



検圧管（ソフト管 1X500mm）



仕様

製品コード	ゲージ	セット内容
27410196	19G	19Gx70mm、検圧管、スピッツ
27410216	21G	21Gx70mm、検圧管、スピッツ
27410226	22G	22Gx60mm、検圧管、スピッツ

包装形態

1箱10セット入、1セット毎に、ルーフン包装、EOG滅菌済

【部品販売】

ルンバールセット部品：ソフトマノメーター 1x500mm

製品コード：27410316 1箱50本入