

# ハ光カスタムメイド 局所麻酔キット

HAKKO DISPOSABLE REGIONAL ANESTHESIA SET 医療機器承認番号：30100BZX00019000

**ISO80369-6**

(誤接続防止の新規格コネクタ)

従来のコネクタ  
(ISO594※)



※ISO594は廃止されています。

## 特 長

- ハ光カスタムメイド局所麻酔キットは、ご希望に合わせてセット内容を選択していただくことができます。本カタログの部品リストをご参照いただき、セット内容をお選びください。
- 一般針（皮下注射用・従来のコネクタ）または麻酔針（一般的名称：一時的使用麻酔用穿刺針・ISO80369-6コネクタ）を選択することが可能です。また、どちらのコネクタ形状でも採液針やシリンジをご用意しております。
- プロテクタースタンドやスポンジブロックの採用により、使い易く、安全なセットをご提供させていただきます。

本セットはカスタムメイドにて製作いたします。裏面の部品リストよりセット内容をご指定ください。

**hako**®

単回使用クラスII処置キット 管理医療機器

心のかよう医療器ハッコー


本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。  
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

八光カスタムメイド局所麻酔キット構成部品

●セット例



ISO80369-6タイプ（例）



ISO80369-6・従来のコネクタ混在タイプ（例）

●部品リスト（この部品リストよりセット内容をご指定ください。）

■ は ISO80369-6、■ は従来のコネクタです。

| 分 類          | 品 名               | 規格・サイズ            |
|--------------|-------------------|-------------------|
| トレイ          | シングルトレイ（小）        | 中仕切りなし            |
|              | シングルトレイ（中）        | 中仕切りなし            |
|              | 麻酔用トレイ            |                   |
|              | 消毒用トレイ            |                   |
| オيف<br>（代表例） | 穴付オيف（撥水性、テープなし）  | 60×60cm Φ9cm/穴    |
|              | 穴付オيف（撥水性、テープ付）   | 90×90cm Φ9×15cm/穴 |
|              | 穴付オيف（吸水防水性、テープ付） | 90×90cm Φ9cm/穴    |
|              | 穴付オيف（吸水防水性、テープ付） | 90×90cm Φ15cm/穴   |
| 消毒用          | OWガーゼ             | 20×20cm 4折        |
|              | OWガーゼ             | 15×15cm 4折        |
|              | アメディーゼ            | 30×30cm 4折        |
|              | スポンジスティック         |                   |
|              | 綿球                | Φ2.5cm            |
|              | 綿球                | Φ3cm              |
| ラッパー         | ラッパー（撥水性）         | 60×60cm           |
|              | ラッパー（撥水性）         | 90×90cm           |
|              | ラッパー（吸水防水）        | 90×90cm           |
|              | ラッパー（吸水防水）        | 90×90cm           |
| 生食カップ        | 生食カップ             | 50mL（ブルー）         |
|              | 生食カップ             | 60mL              |
|              | 生食カップ             | 95mL              |
|              | 生食カップ             | 95mL              |

| 分 類                           | 品 名          | 規格・サイズ         |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| LORシリンジ                       | ロスオブシリンジ（PP） | 5mL（スリップ）      |
| シリンジ<br>ISO80369-6<br>従来のコネクタ | ガラスシリンジ      | 2mL（スリップ）      |
|                               | ガラスシリンジ      | 5mL（スリップ）      |
|                               | ガラスシリンジ      | 10mL（スリップ）     |
|                               | プラスチックシリンジ   | 5mL（ロック）       |
|                               | プラスチックシリンジ   | 10mL（ロック）      |
|                               | プラスチックシリンジ   | 5mL（スリップ）      |
| 針子類                           | 綿球把持用鉗子      | 18.5cm ポイントチップ |
|                               | ピンセット        | 12cm ポイントチップ   |
| シート                           | クリンリーフ       | 38×30cm        |
|                               | シート（撥水性）     | 90×90cm        |
|                               | シート（吸水防水）    | 90×90cm        |
| 薬液プラント針<br>ISO80369-6 従来のコネクタ | 採液針          |                |
|                               | 薬液調整用針       | 18G            |
| 一般針<br>麻酔針                    |              | 23G            |
|                               |              | 25G            |
| 創傷被覆材                         | テガダーム        |                |
| 絆創膏                           | メディポア+パッド    |                |
|                               | ステリストリップ     |                |
| その他部品                         | 針用スポンジブロック*1 |                |
|                               | プロテクタースタンド*2 |                |

包装形態


1箱5セット入、1セット毎ピールオープン包装、EOG滅菌済 ・包装内のトレイはラッパーでラッピングされています。

お願い） 部品リスト以外のご要望につきましては、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

従来のコネクタとISO80369-6コネクタの製品は、相互に接続することが出来ません。


※最低発注数量は30セットです。また、箱入数はセット内容によって変更になることがあります。

●針刺事故防止アイテム



スポンジブロック使用例\*1

左図のように、手技中に使用済みになった一般針／麻酔針でスポンジブロックを穿孔してください。一時的に針先をカバーすることができます。  
手技終了後は所定の方法により処理をしてください。



プロテクタースタンド使用例\*2

1. 一般針／麻酔針より取り外した針力バーをスタンドに挿入してください。
2. 針付のシリンジを軽く針力バーに挿入してください。
3. 術中に立てた状態にしておく事ができます。