

神経ブロック用双極針

HAKKO DISPOSABLE BIPOLAR NERVE BLOCKADE NEEDLE

ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）


本製品はISO80369-6対応製品ですので、
従来のシリンジを接続することは出来ません。

適応

筋収縮を指標とした神経探索、並びに薬液の
局所注入

特長

- 双極により、確実に正確な神経探索が可能です。



・ 弊社製品の「ISO80369-6」の識別は“キャップ黄色”です。

仕様

製品コード	サイズ	包装形態
27130026	21G×100mm 内針：25G 外針：21G	1箱10本入、1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

医療機器承認番号：20100BZZ01910000 麻酔用滅菌済み穿刺針

・ 本カタログは 製品の紹介を目的として作成されていますので、ご使用になる場合には 製品に添付されている
医療機器添付文書を必ずお読みください。