

パナハルトレーナー **+**【プラス】

用途

内視鏡下外科手術における縫合結紮などの
鉗子操作のためのトレーナー

- 【内視鏡手術／単孔式内視鏡手術】
のトレーニングを行うことができます。
任意の位置から目的に合わせ、トレーニングが行えます。



本体ケースにカメラ固定

- 軽量でかつ本体ケースそのものが
トレーニングボックスのため、持ち
運びが容易です。

- お手持ちのビデオ端子付テレビへ接続
するだけで、縫合・結紮などのトレーニング
が行えます。
- 高画質CCDカメラを採用。

本体ケースはB4サイズです



仕様	
製品コード	付属品
38014160	<ul style="list-style-type: none"> ・CCDカメラ(38万画素) ・映像コード ・吸着盤シート ・取扱説明書
包装形態	1箱 1台

※ターゲットは別売りとなります。
【製品コード:38014150】
ラップコーチャー部品 ターゲット 5tX100X200(mm) 1袋10枚入