

三方活栓 PP

DISPOSABLE HAKKO THREE-WAY STOPCOCK




適 応

- 輸液等における流路の切り替え、混合

特 長

- 三方活栓の材質にPP（ポリプロピレン）を使用しておりますのでクラックの発生を防止します。
- 流路が大きく、充分な薬液流路の確保ができます。
- オステーパー先端部は、接続の際にメステーパーにフィットします。
- ハンドル操作がスムーズです。



仕 様

製品コード	形式	回転	ハンドルカラー
23011010	R-N型（PP）	360°	ホワイト

包装形態

1箱50ヶ入、1ヶ毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

輸液用延長チューブ 一般医療機器
製造販売届出番号：20B1X00005000026

PC・PVCフリー エクステンションチューブ



適 応

輸液等における延長チューブ

特 長


- PCおよびPVCチューブを使用していないため、可塑剤DEHP（フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）の心配が不要です。
- 耐薬品性向上のため、三方活栓及びオスコネクターにPPを使用。

仕 様

製品コード / 規格

23270010
R型三方活栓付
φ1.5Xφ2.3X500mm

略図



包装形態 1箱25本個入 1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

・本製品をご使用になる前に、必ず製品に添付されています医療機器添付文書をお読みください。