

# 八光アダプター

製造販売届出番号：20B1X00005000017

一般医療機器

輸液用アクセサリセット

# 八光ディスプレイザブルシリンジ

製造販売届出番号：20B1X00005000002

一般医療機器

汎用注射筒（麻酔用注射筒）

ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）

ISO80369-6の目印として  
3製品とも“黄色”を採用

シリンジ 1mL（スリップ）

神経麻酔用途

残液を少なくする  
ガスケットデザインISO80369-6  
オス用キャップ輸液ラインやシリンジ等の  
オスコネクタの封止ISO80369-6  
ロックキャップ輸液ライン等の  
メスコネクタの封止ロック形状のため  
確実に接続が可能スリップタイプ・ロックタイプ  
どちらのコネクタにも使用可

使用例

## ◆八光アダプター

仕様

| 製品コード    | 規格                 | 包装形態                        |
|----------|--------------------|-----------------------------|
| 23310036 | ISO80369-6 オス用キャップ | 1箱50個入、1個毎ソフトブリストア包装、EOG滅菌済 |
| 23310086 | ISO80369-6 ロックキャップ |                             |

## ◆八光ディスプレイザブルシリンジ

仕様

| 製品コード    | 規格        | 包装形態                      |
|----------|-----------|---------------------------|
| 26250046 | 1mL（スリップ） | 1箱25本入、1本毎ピールパック包装、EOG滅菌済 |

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジまたは針基やコネクタと接続することは出来ません。