

HAKKO DISPOSABLE ANESTHESIA NEEDLE

八光麻酔針

医療機器認証番号：230ALBZX00036000 一時的使用麻酔用穿刺針

ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）

用途

経皮的神経ブロック

特長

- 神経麻酔用途で使用する、シンプルな神経ブロック針です。
- 針基はサイズごとにカラーコード化されています。



弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、「プロテクタ黄色」です。

仕様

8桁の数字は製品コードです。「*」は受注生産です。

太さ	長さ	3/4" (19mm)	1" (25mm)	1・1/4" (32mm)	1・1/2" (38mm)	45mm	60mm
20G					27172036*		
21G					27172136*		
22G					27172236*		27172266*
23G			27172326*		27172336		27172366
24G				27172436			
25G			27172526		27172576	27172556*	27172566
26G		27172616*					
27G		27172716	27172726				

包装形態

1箱100本入り、1本毎ピロー包装、EOG滅菌済

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジまたは針基やコネクタと接続することは出来ません。