

ラパヘルクロージャージャー AD

医療機器認証番号：21900BZX00941000

管理医療機器 単回使用ワイヤ・結さつ系パサ－





適応

Advanced LPEC法 (Adv.LPEC※) における縫合糸の誘導 等

※Adv.LPEC：通常のLPECに鼠径管後壁の補強を加える手技

特長

- 針先端の湾曲により、組織をすくい上げるような縫合が可能です。特にAdv.LPECにおける鼠径管後壁補強の操作等を効率的に行えます。
- 針基の凸形状およびマークチップにより、針先端の湾曲方向の識別が可能です。



仕様

製品コード / JANコード	サイズ	把持用ループ線径	包装形態
29112600 / 4526737292915	19G×130mm	約0.2mm	1箱5本入、1本毎 [°] -ル [°] ア [°] 包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報 (電子添文等) の内容を必ずご確認ください。