



ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）

HAKKO DISPOSABLE SPINAL NEEDLE TYPE P


本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来の
シリンジを接続することは出来ません。

用途

脊髄くも膜下麻酔

特長

- 穿刺はスムーズでかつ適度な刺通抵抗がありますので、指先の感覚で挿入位置の確認が容易に行えます。
- 針基部は透明ですので、髄液の逆流を素早く視認することができます。
- 外針刃面とスタイレット先端部が一致しています。また、スタイレット基の凸形状により刃面方向の確認ができます。
- スタイレット基は、ゲージ毎にカラーコード化されています。



仕様

「*」は準規格品です。

サイズ	カラーコード	針管長さ（有効長）別製品コード/JANコード	
		70mm	90mm
18G	ピンク	27011876* / 4526737275192	27011896 / 4526737275208
19G	ブラウン	27011976* / 4526737275215	27011996 / 4526737275222
20G	イエロー	27012076 / 4526737275239	27012096 / 4526737275246
21G	グリーン	27012176 / 4526737275253	27012196 / 4526737275260
22G	ブラック	27012276 / 4526737275277	27012296 / 4526737275284
23G	ライトブルー	27012376 / 4526737275314	27012396 / 4526737275321
24G	レッド	27012476 / 4526737275338	27012496* / 4526737275345
25G	オレンジ	27012576 / 4526737275390	27012596 / 4526737275406

包装形態

1箱25本入、1本毎プリスター包装 EOG滅菌済

医療機器承認番号：16200BZZ00191000 麻酔背髄用針

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。