

ラパロシールドスモークフィルターセット LSF1

Pall Laparoshield Laparoscopic Smoke Filter

一般医療機器 排気用チューブ
届出番号 13B2X10554000003



内視鏡外科手術で発生する煙の排気に

- 内視鏡外科手術の排気用チューブ
- 活性炭を含む三層構造のフィルターメンブレン
- 内視鏡外科手術で発生する煙などを排気時に除去
- トロカールへ簡単に接続可能
- 排気ラインを簡素化

製品特長

- ▶ 内視鏡外科手術の排気用チューブ
- ▶ 回転式ルアーコネクターにより、トロカールへの接続が簡単
- ▶ 付加的な機器を必要としないため、排気ラインを簡素化可能

製品仕様

標準的流量

圧力 15 mmHgで8 L / min

コネクター

回転式オスルアーロックコネクター

フィルター

活性炭を含む三層構造のフィルター

有効ろ過面積

約 50 cm²

重量

約 16 g

滅菌

エチレンオキシドガス滅菌

ラパロシールドフィルターセット断面図



ご注文情報

製品No.	八光製品コード	包装単位	包装形態
LSF1	37200010	10本 / 箱	二重包装

製造販売元

Cytiva (サイティバ)

グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社
メディカル事業部

〒169-0073 東京都新宿区百人町3-25-1 サンケンビルディング

お問合せ： TEL. 03-5331-9336

e-mail： Medical_Japan_Sales@cytiva.com

<https://www.cytivalifesciences.co.jp/>

販売窓口

hako 株式会社 八光

メディカル事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 42-6 南江堂ビル

TEL.03 - 5804 - 8500 FAX.03 - 5804 - 8580

<https://www.hakko-medical.co.jp/>