

チェックバルブPP

CHECKVALVE PP 届出番号：20B1X00005000027

一般医療機器 単回使用インライン逆流防止バルブ




適応

逆流防止弁

特長

- 耐薬品性向上のため、本体材質にポリプロピレン（PP）を使用。
- コネクタータイプの逆流防止弁です。
- エクステンションチューブと接続して使用できます。



材質：PC:ポリカーボネート Si:シリコンゴム PP:ポリプロピレン

●性能試験(通水・逆流防止弁性能) (n=10の平均測定値)

最小開封圧 (kPa)	5
最小逆止圧 (kPa)	10
製品耐圧 (kPa)	JIS T 3211 適合

※最小開封圧：弁が開き、液体が流れ始める際に必要な圧力

※最小逆止圧：逆流防止機能が働く最小圧力

※製品耐圧：製品として機能する最大圧力

(JIS T 3211 気密性試験：エア圧50kPaで漏れないこと)

仕様

製品コード	包装形態
23310110	1箱50個入、1個毎ソフトブリストア包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。
注意事項等情報には、「禁忌・禁止」事項や使用方法、使用上の注意等重要な事項が記載されています。