


ディスポーザブルカリパー

製造販売届出番号：20B1X00005000045

一般医療機器

眼科手術用クランプ



適応

硝子体内注射等の注射刺入位置の決定に使用


特長

- ・ディスポーザブルタイプのため、眼内の感染リスクが少なく製品開封後すぐに使用が可能です。
- ・リユース製品と異なり「再洗浄、再滅菌」の必要がありません。

仕様

3.5mm

4.0mm



材質：ABS製

製品コード：26370500

製品名：ディスポーザブルカリパー

規格：3.5mm/4.0mm兼用

包装形態

1箱25本入、1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。