

八光エラスター[®] 1 型

医療機器承認番号：14700BZZ00225000

管理医療機器 イン트로デューサ針



適応

血管確保、ガイドワイヤー等の挿入

特長

- 外管カテーテル基には金属基を使用しています。
また、カテーテル材質はフッ素樹脂です。
- サイズが豊富に用意されていますので、様々な状況に対応できます。


■ EV-1 ■

仕 様		
製品コード	サイズ	包装形態
25011910	EV1-19G×63mm	1箱50本入 1本毎コンテナー包装 EOG滅菌済
25012110	EV1-21G×60mm	
25012310	EV1-23G×50mm	
製品コード	サイズ	包装形態
25111410	EV1-14G×2-1/2"	1箱10本入 1本毎コンテナー包装 EOG滅菌済
25111420	EV1-14G×3-1/2"	
25111510	EV1-15G×2-1/2"	
25111520*	EV1-15G×3-1/2"	
25111610	EV1-16G×2-1/2"	
25111620*	EV1-16G×3-1/2"	
25111710*	EV1-17G×2-1/2"	
25111720*	EV1-17G×3-1/2"	
25111810	EV1-18G×2-1/2"	
25111820	EV1-18G×3-1/2"	
25111920	EV1-19G×90mm	
25112110	EV1-21G×90mm	
25112310*	EV1-23G×90mm	

- ・「*」は準規格品です。
- ・サイズの表示は、内針のゲージ（G）を表示しています。
- ・サイズは、内針基に刻印されています。
- ・EV1-19G×63mm、EV1-21G×60mm、EV1-23G×50mmについては、止栓にオレンジ、イエロー、ブルーのカラー表示をしています。

■ EVTL ■

仕 様		
製品コード	サイズ	包装形態
25131910*	EVTL-19G×63mm	1箱10本入 1本毎コンテナー包装 EOG滅菌済
25132110*	EVTL-21G×60mm	
25131810	EVTL-18G×90mm	
25131920	EVTL-19G×90mm	
25132120*	EVTL-21G×90mm	
25131820	EVTL-18G×130mm	
25131930	EVTL-19G×130mm	
25131840*	EVTL-18G×200mm	
25131950	EVTL-19G×200mm	



■ 部品販売

製品コード：25190050
八光エラスター 1 型 部品：ランセット
(φ1.25×35mm)
包装形態
1箱50本入
1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済



本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。