

エラストー注入穿刺針

医療機器承認番号：16300BZZ01584000 管理医療機器 プラスチックカニューレ型腹部用穿刺針



適応

排液、薬液注入等

特長


- サイズが豊富に用意されていますので、様々な状況に対応できます。

■ EV ■

仕様		
製品コード	サイズ	包装形態
25113810	EV-18G×130mm	1箱10本入 1本毎コンテナー包装 EOG滅菌済
25113860	EV-19G×130mm	
25114110	EV-21G×130mm	
25113820	EV-18G×150mm	
25113870	EV-19G×150mm	
25114120	EV-21G×150mm	
25113830	EV-18G×200mm	
25113880	EV-19G×200mm	
25114130	EV-21G×200mm	
25114330	EV-23G×200mm	
25113850	EV-18G×300mm	
25113900	EV-19G×300mm	
25114150	EV-21G×300mm	

■ EVS ■

仕様		
製品コード	サイズ	包装形態
25171830*	EVS-18G×150mm	1箱10本入 1本毎コンテナー包装 EOG滅菌済
25171930	EVS-19G×150mm	
25172110*	EVS-21G×150mm	
25171840*	EVS-18G×200mm	
25171940	EVS-19G×200mm	
25172120	EVS-21G×200mm	
25172320	EVS-23G×200mm	



・「*」は準規格品です。 ・サイズの表示は、内針のゲージ（G）を表示しています。 ・サイズは、内針基に刻印されています。

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530	横浜 (045)954-2111	名古屋 (052)732-8503	福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502	長野 (026)276-3083	大阪 (06)6453-9102	熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580	金沢 (076)225-8560	岡山 (086)243-3985	本郷商品管理センター (03)5840-8502
本郷 (03)5804-8500	静岡 (054)282-4185	松山 (089)935-8517	

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部



〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地