

大人用 エックステンションチューブ

HAKKO EXTENSION TUBE

製造販売届出番号：09B1X00004000101



適用
輸液等における延長用チューブ

特長

- コネクターは、ホールドしやすい形状で、接続が確実に行えます。
- コネクター部は透明ですので、接続部でも薬液の流れの状況が観察できます。
- 三方活栓付エックステンションチューブの活栓は、比較的流路が大きく十分な薬液流路の確保ができます。

一般医療機器 輸液用延長チューブ

製造販売元：フォルテグロウメディカル（株）

仕様				
エックステンションチューブ				
製品コード	型式	チューブサイズ	容量	略図
34080020	DX50	3.2×4.4×500mm	4.0mL	
34085000*	DX50-N (ロック付)	3.2×4.4×500mm	4.0mL	
三方活栓付エックステンションチューブ				
製品コード	型式	チューブサイズ	容量	略図
34090020*	DXL50	3.2×4.4×500mm	4.0mL	
ロータリー三方活栓付エックステンションチューブ				
製品コード	型式	チューブサイズ	容量	略図
34090090	DXR50	3.2×4.4×500mm	4.0mL	
34095001*	DXR50-NA (ロック付)	3.2×4.4×500mm	4.0mL	
包装形態				
1箱50本入、1本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済				

「*」は準規格品です。

小児用 エックステンションチューブ

HAKKO EXTENSION TUBE

製造販売届出番号：09B1X00004000101



適用
輸液等における延長用チューブ

特長

- コネクター部は透明ですので、接続部でも薬液の流れの状況が観察できます。
- 活栓付エックステンションチューブの活栓は、比較的流路が大きく十分な薬液流路の確保ができます。
- 活栓付エックステンションチューブに使用されている活栓は、専用に設計された活栓です。

一般医療機器 輸液用延長チューブ

製造販売元：フォルテグロウメディカル（株）

仕様				
エックステンションチューブ				
製品コード	型式	チューブサイズ	容量	略図
34080030	S50	1.0×2.3×500mm	0.4mL	
34080040	J50	1.5×2.3×500mm	0.9mL	
34095045	S50-N	1.0×2.3×500mm	0.4mL	
ロータリー三方活栓付エックステンションチューブ				
製品コード	型式	チューブサイズ	容量	略図
34090040	JR50	1.5×2.3×500mm	0.9mL	
包装形態				
1箱50本入、1本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済				

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。
注意事項等情報には、「禁忌・禁止」事項や使用方法、使用上の注意等重要な事項が記載されています。

hako

心のかよう医療器ハッコー

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

三方活栓 L型・R型

HAKKO DISPOSABLE THREE-WAY STOPCOCK
製造販売届出番号：20B1X00005000015

適 応

輸液等における流路の切り替え、混合

特 長

- 流路が大きく、十分な薬液流路の確保ができます。
- オステーパー先端部は、接続の際にメステーパーにフィットします。
- 耐圧性に優れていますので、比較的高い圧力の輸液にも使用できます。
- ハンドル操作がスムーズです。

一般医療機器 活栓

仕 様			
製品コード	形式	回転	ハンドルカラー
23030200	L型	180°	グリーン
23030210	L-N型 ロックリング付	//	//
23010200	R型	360°	ホワイト
23010210	R-N型 ロックリング付	//	//
包装形態			
1箱50個入、1個毎ピールオープン包装、EOG滅菌済			

多連三方活栓

HAKKO DISPOSABLE THREE-WAY STOPCOCK MANIFOLD SYSTEM
製造販売届出番号：20B1X00005000005

一般医療機器 活栓

仕 様			
製品コード	製品名		
23070120*	三連式	三方活栓=R型タイプ	
23070140*	四連式	//	
23070130*	五連式	//	
包装形態			
1箱25個入、五連式は1箱10個入、1個毎EOG滅菌済			

「*」は準規格品です。


八光アダプター

HAKKO DISPOSABLE ADAPTER
製造販売届出番号：20B1X00005000017


一般医療機器 輸液用アクセサリセット

仕 様		
製品コード	製品名	包装形態
23310010	①EVアダプター止栓	1箱50個入 1個毎EOG滅菌済
23510040	②Lルアーキャップ	
23310080	③Pルアーキャップ	
23330050	④ロック付オスオスアダプターNo.2	

※製品名の横にある①～④は写真の番号です。



用 途 (④)
メスアダプターのオスロックアダプターへの変換用



適 応

数種類の薬液の同時投与

- それぞれの三方活栓がカラーコード化されています。



用 途 (①,②,③)
輸液ライン等の交換時に止栓として



販売窓 口 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL(03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530 横浜 (045)954-2111 名古屋 (052)732-8503 福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502 長野 (026)276-3083 大阪 (06)6453-9102 熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580 金沢 (076)225-8560 岡山 (086)243-3985 本郷商品管理センター
本郷 (03)5804-8500 静岡 (054)282-4185 松山 (089)935-8517 (03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

2309(A)

5

輸血・輸液