

八光エラスター[®]1型

医療機器承認番号：14700BZZ00225000 管理医療機器 イントロデューサ針



適応

血管確保、ガイドワイヤー等の挿入

特長


- 外管カテーテル基には金属基を使用しています。また、カテーテル材質はフッ素樹脂です。
- サイズが豊富に用意されていますので、様々な状況に対応できます。

■ EV-1 ■

仕様		
製品コード	サイズ	包装形態
25011910	EV1-19G×63mm	1箱50本入 1本毎コンテナー包装 EOG滅菌済
25012110	EV1-21G×60mm	
25012310	EV1-23G×50mm	
製品コード	サイズ	包装形態
25111410	EV1-14G×2-1/2"	1箱10本入 1本毎コンテナー包装 EOG滅菌済
25111420	EV1-14G×3-1/2"	
25111510	EV1-15G×2-1/2"	
25111520*	EV1-15G×3-1/2"	
25111610	EV1-16G×2-1/2"	
25111620*	EV1-16G×3-1/2"	
25111710*	EV1-17G×2-1/2"	
25111720*	EV1-17G×3-1/2"	
25111810	EV1-18G×2-1/2"	
25111820	EV1-18G×3-1/2"	
25111920	EV1-19G×90mm	
25112110	EV1-21G×90mm	
25112310*	EV1-23G×90mm	

■ EVTL ■

仕様		
製品コード	サイズ	包装形態
25131910*	EVTL-19G×63mm	1箱10本入 1本毎コンテナー包装 EOG滅菌済
25132110*	EVTL-21G×60mm	
25131810	EVTL-18G×90mm	
25131920	EVTL-19G×90mm	
25132120*	EVTL-21G×90mm	
25131820	EVTL-18G×130mm	
25131930	EVTL-19G×130mm	
25131840*	EVTL-18G×200mm	
25131950	EVTL-19G×200mm	



- ・「*」は準規格品です。
- ・サイズの表示は、内針のゲージ（G）を表示しています。
- ・サイズは、内針基に刻印されています。
- ・EV1-19G×63mm、EV1-21G×60mm、EV1-23G×50mmについては、止栓にオレンジ、イエロー、ブルーのカラー表示をしています。

■ 部品販売

製品コード：25190050
八光エラスター1型 部品：ランセット
(φ1.25×35mm)
包装形態
1箱50本入
1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済




本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

八光ディスプレイ留置針

管理医療機器 プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針
 認証番号：16300BZZ01786000

エラスターF

HAKKO ELASTER TYPE-F I.V. CATHETER



適応

静脈留置（輸血、輸液）

特長

- 内針とカテーテルの段差を極力なくしました。内針とカテーテルがフィットしていますので、スムーズな穿刺ができます。
- カテーテルの材質はフッ素樹脂。血栓や静脈炎の発生を抑えます。
- 1本毎安全なコンテナー包装です。
- カテーテルハブがサイズ毎にカラーコードされています。
- ハブは透明。接続部の観察が容易です。



仕様

「*」は準規格品です。

JISカラーコード対応

製品コード	規格	注) サイズの表示はカテーテルサイズを表示しています。	カラーコード
25051610*	1.7×51mm (16G×2")		灰色
25051620*	1.7×64mm (16G×2-1/2")		灰色
25051810*	1.3×51mm (18G×2")		深緑
25051820*	1.3×64mm (18G×2-1/2")		深緑
25052010	1.1×32mm (20G×1-1/4")		ピンク
25052020	1.1×51mm (20G×2")		ピンク
25052210	0.9×25mm (22G×1")		濃紺
25052410*	0.7×19mm (24G×3/4")		黄色

包装形態

1箱50本入、1本毎コンテナー包装、EOG滅菌済

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL(03)5804-8500
 ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530 横浜 (045)954-2111 名古屋 (052)914-8500 福岡 (092)411-4100
 仙台 (022)257-8502 長野 (026)276-3083 大阪 (06)6453-9102 熊本 (096)288-4690
 柏 (04)7131-8580 金沢 (076)225-8560 岡山 (086)243-3985 本郷商品管理センター
 本郷 (03)5804-8500 静岡 (054)282-4185 松山 (089)935-8517 (03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
 メディカル事業部




〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

静脈カテーテル

HAKKO DISPOSABLE INTRAVENOUS CATHETER

医療機器承認番号：14700BZZ00224000

管理医療機器 注入用カテーテル



適 応

静脈確保（輸血・輸液用）

特 長

- しなやかなカテーテルですので、血管への負担が少なく、留置することができます。
- 留置針による血管確保が困難な場合に使用できます。

仕 様

「*」は準規格品です。

サイズ	カラーコード	長さ	
		250mm	500mm
3Fr	レッド	25410325	25410350*
4Fr	イエロー	25410425	25410450*
5Fr	ブルー	25410525	25410550*
6Fr	グリーン	25410625	
7Fr	ホワイト	25410725*	
8Fr	オレンジ	25410825*	
9Fr	ブラック	25410925*	

包装形態
1箱50本入、1本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530	横浜 (045)954-2111	名古屋 (052)914-8500	福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502	長野 (026)276-3083	大阪 (06)6453-9102	熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580	金沢 (076)225-8560	岡山 (086)243-3985	本郷商品管理センター
本郷 (03)5804-8500	静岡 (054)282-4185	松山 (089)935-8517	(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地