

ラッププロテクター

# LAP PROTECTOR

カイザー用


医療機器認証番号：21900BZX00940000

管理医療機器 単回使用開創器


適応  
帝王切開手術における切開創開口保持

- 特長
- 素材の張力によって切開創を開口させるため、十分な視野の確保が可能です。
  - 切開創全体に比較的均一に力が加わり、開創による組織の挫滅や損傷を起こしにくい状態で開口させることができます。
  - 切開創を開創保持する助手の介助の必要性が低減します。
  - 切開創に密着するため、創感染を起こしにくく、切除臓器と体壁との接触を防止できます。

型式：FF2018  
タイプ：カイザー（縦切開）用



型式：FF1815  
タイプ：カイザー（横切開）用



型式（タイプ）と体壁の厚さと皮切および切開創の大きさ

「＊」は準規格品です。

| 型式（製品コード）                 | タイプ        | 体壁の厚さ | 皮切の大きさ    | 切開創の大きさ   |
|---------------------------|------------|-------|-----------|-----------|
| FF2018（29150600）*         | カイザー（縦切開）用 | 5cm以下 | 12cm～14cm | 12cm～14cm |
| FF1815（29150610）          | カイザー（横切開）用 |       |           |           |
| 包装形態                      |            |       |           |           |
| 1箱2個入、1個毎ピールオープン包装、EOG滅菌済 |            |       |           |           |

- ・ 本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。
- ・ 準規格品は受注生産のため、ご注文の前に在庫の確認をお願いいたします。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500  
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

|                  |                  |                   |                          |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 札幌 (011)215-1530 | 横浜 (045)471-8561 | 名古屋 (052)732-8503 | 福岡 (092)411-4100         |
| 仙台 (022)257-8502 | 長野 (026)276-3083 | 大阪 (06)6453-9102  | 熊本 (096)288-4690         |
| 柏 (04)7131-8580  | 金沢 (076)225-8560 | 岡山 (086)243-3985  | 本郷商品管理センター (03)5840-8502 |
| 本郷 (03)5804-8500 | 静岡 (054)282-4185 | 松山 (089)935-8517  |                          |

製造販売

株式会社 八光  
メディカル事業部



〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地