

ディスポーザブル 神経ブロック針 MM

HAKKO DISPOSABLE NERVE BLOCKADE NEEDLE TYPE-MM

ISO80369-6（誤接続防止の新規格コネクタ）

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来の
シリンジを接続することは出来ません。

用途


神経ブロック

特長

- メモリ（10mm毎）・メルクマール付きです。
メモリ・メルクマールは、正確で確実な穿刺の目安になります。
- 穿刺はスムーズで、かつ適度な刺通抵抗がありますので安定した穿刺が可能です。
- 外針の刃面とスタイレットの刃面が一致しています。
- 針管部は適度な硬さがありますので、指先の感触で穿刺状況を知ることができます。また、曲がりを防ぎ安全な手技が行えます。

医療機器承認番号：14700BZZ01169000 麻酔用滅菌済み穿刺針

・ 弊社製品の「ISO80369-6」の識別は、「プロテクタ黄色」です



仕様

8桁のコードは製品コードです。「*」は準規格品です。

太さ	長さ	40mm	60mm	80mm	100mm	120mm	140mm
20G			27112036*	27112046*	27112056	27112066	27112076
21G			27112126*	27112136	27112146	27112156	27112166
22G		27112206*	27112236	27112256	27112266	27112276	27112286
23G		27112316*	27112326	27112336	27112346	27112356	27112366
24G		27112426*	27112416*				
25G		27112516*	27112526*				

包装形態

1箱10本入り、1本毎ピロー包装、EOG滅菌済

- ・ 本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。
- ・ 準規格品は受注生産のため、ご注文の前に在庫の確認をお願いいたします。