

パイナトレナー ⁺【プラス】

適応

内視鏡下手術における縫合結紮などの
鉗子操作のためのトレーナー

- 【内視鏡手術／単孔式内視鏡手術】
のトレーニングを行うことができます。
鉗子孔を10ヶ所設けていますので任意の
位置からトレーニングを行えます。

- お手持ちのビデオ端子付テレビへ
接続するだけで、縫合・結紮などの
トレーニングが行えます。
- 高画質CCDカメラを採用。

- 軽量でかつ本体ケースそのものが
トレーニングボックスのため、持ち
運びが容易です。

本体ケースはB4サイズです



使用例



仕 様

製品コード	付属品
38014160	・CCDカメラ (38万画素) ・映像コード ・吸着盤シート ・取扱説明書
包装形態	1箱 1台

- ・電源アダプター
- ・コルクプレート 1枚 (本体設置済み)