


ピッグテールカテーテル

医療機器承認番号：20100BZZ02090000

短期的使用胆管用カテーテル 管理医療機器



適 応


経皮的胆管ドレナージ、胆嚢ドレナージ

特 長

- 先端部のピッグテール形状により、カテーテルの逸脱を防止できます。
- カテーテルは、適度な柔軟性により胆管および胆嚢への挿入・留置が容易です。

◆本製品は特定保険医療材料です◆ 2022年4月現在

告示名
198 ドレナージカテーテル 償還価格：5,700円



※八光ガイドワイヤー-NV0.8mm(0.032")と併せてご使用ください。

仕 様

製品名	製品コード	タイプ	サイズ	包装形態
ピッグテールカテーテル	22230210	スタンダードソフトタイプ	7Fr×300mm	1箱2本入 1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済
	22230050	スタンダードタイプ	8Fr×300mm	

関連製品 認証番号：219ADBZX00189000

製品名	製品コード	サイズ	包装形態
八光ガイドワイヤー-NV	22330200	ACタイプ J 0.8(0.032")×800mm	1箱2本入 EOG滅菌済
	22330210	ACタイプ J 0.9(0.035")×800mm	

告示名：197 ガイドワイヤー 償還価格：1,880円 2022年4月現在

・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。